



フェザー®耳鼻咽喉用替刃メス

新製品

# 鼓膜切開刀替刃〈K-12T/K-15T〉

## 楔状の切開創を可能にする 三角錐型刃先。

フェザー鼓膜切開刀替刃〈K-12T/K-15T〉は、棒状のステンレス材に特殊刃付を施しています。楔状の切開創は、滲出性中耳炎の切開やチューブ留置術に効果的です。

K-12T (直径1.2mm)

K-15T (直径1.5mm)


三角錐型刃付加工

刃先拡大図



刃先正面

切開写真



- 替刃式のため、常に一定の切味で使用できます。
- ガンマ線滅菌済

〈フェザー耳鼻咽喉用替刃メス〉 製造販売認証番号 219AABZX00269000 / 管理医療機器

| 品名          | 品番    | 直径    | 全長     | 入数      | JANコードナンバー      |
|-------------|-------|-------|--------|---------|-----------------|
| フェザー鼓膜切開刀替刃 | K-12T | 1.2mm | 79.5mm | 1箱(5コ入) | 4 902470 146836 |
|             | K-15T | 1.5mm | 84.5mm | 1箱(5コ入) | 4 902470 146829 |

〈フェザー微細手術用替刃メスハンドル〉 製造販売届出番号 21B2X10001062004 / 一般医療機器

| 品名                            | 品番     | 材質     | 全長    | 入数       | JANコードナンバー      |
|-------------------------------|--------|--------|-------|----------|-----------------|
| 専用ハンドル<br>〈フェザー微細手術用替刃メスハンドル〉 | MF-100 | チタン合金製 | 100mm | 1本(ケース入) | 4 902470 066998 |

●表示価格は税別です。●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社  
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号  
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040

ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メディカル以外  
13485:メディカル