



# フェザー®替刃メスハンドル 丸型チタンハンドル DF-160S-3


チタニウム合金製の丸型替刃メスハンドルです。  
指先にフィットするチタンの質感は操作性に優れ、  
微細手術に最適です。  
ハンドルの表面には、防錆・耐久性に優れた  
DLC加工を施しております。

替刃メスNo.390装着例

替刃メスNo.11装着例

DLC(ダイヤモンドライクカーボン)加工がハンドルの表面を硬化させるため、替刃メスのスムーズな装着を可能にし、さらにハンドルの耐久性を向上させます。

DLCコーティング断面図



ペンシルグリップに最適です。

全長160mmのハンドルは、  
細かな手術や深部への手術の  
時でも、安定した操作が  
可能です。



(原寸大)



フェザー替刃メスを装着してご使用ください。

### 適用替刃

No.10	No.12	No.14	No.15s ※カーボンのみ	No.370	No.390C
No.11	No.12d	No.15	No.15c	No.390	

一般医療機器 / 製造販売届出番号: 21B2X10001062003

品名	品番	長さ	材質	入数	JANコードナンバー
フェザー替刃メスハンドル	DF-160S-3	160mm	チタニウム合金	1箱(1本入)	4 902470 068961

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社  
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号  
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040  
ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メディカル以外  
13485:メディカル