

# フェザー® セーフティトリミングナイフ

新製品

## 替刃交換が「安心・簡単」に。

病理組織検体の切り出し用としてご愛顧いただいている、フェザートリミングナイフに替刃の交換が容易に行えるセーフティタイプを追加いたしました。弊社は、切れ味と安全性の両立を第一と考え、医療従事者の事故防止に貢献いたします。



背金一体型替刃

ハンドルはオートクレーブ滅菌対応

刃先を保護するカバー付き

ここが安心。


替刃は、背金ごと交換。安全に配慮した設計です。

カバー付きのため、刃先に触れずに交換できます。

●替刃のカバーはロック機構付き。

●2カ所のネジで替刃をしっかり固定。

1本のハンドルで、2タイプの替刃が使用できます。



製造販売届出番号 21B2X10001091008 / 一般医療機器

品名	品番	材質	刃幅	刃厚	刃長	入数	JANコードナンバー
フェザー セーフティトリミングナイフ 替刃	No.M130C	刃部 カーボン鋼	18mm	0.245mm	130mm	10枚	4 902470 076058
	No.M260C	背金 ステンレス製			260mm	10枚	4 902470 076065

製造販売届出番号 21B2X10001092005 / 一般医療機器

品名	品番	材質	サイズ(厚×幅×長)	入数	JANコードナンバー
フェザー セーフティトリミングナイフ ハンドル	F-1326P	樹脂製 ステンレス製	19mm×33mm×150mm ※ネジを含む寸法	1本	4 902470 068589

△ ご注意: ハンドル部分の汚れなどを落とす際にキシレン、アセトンなどの有機溶剤は使用しないでください。

- 表示価格は税別です。
- 本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社  
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号  
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040

ホームページ <http://www.feather.co.jp/>