

新製品





フェザー® 微細手術用替刃メス

K-5530

微細手術用替刃メスK-5530は、  
関節鏡下手根管手術において  
スムーズに靭帯を切開するために  
開発されたフック状のメスです。  
コンパクトな形状は、低侵襲手術に有用です。

スムーズな挿入感が  
得られるラウンド形状




※イラストはイメージ図です。

滅菌済 / シングルユース

(フェザー微細手術用替刃メス) 管理医療機器 / 単回使用メス用刃 / 製造販売認証番号: 219AABZX00133000



品番	形状	販売単位	JANコードナンバー	使用例
K-5530		1箱(5コ入)	 4 902470 149295	関節鏡下手根管手術

専用ハンドル(微細手術用替刃メスハンドル)



# 使用例

刃部を靭帯の末梢部に当て、  
中枢側に引き靭帯を切開します。



※イラストはイメージ図です。

●本製品は改良のため予告なく  
仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社  
——— メディカル商品部 ———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号  
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8039  
www.feather.co.jp/



9001:メディカル以外  
13485:メディカル