

ご販売店各位

## 回収及び交換手続きのお願い

拝啓

日頃は弊社製品をご拡販賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品である「マイクロフェザープラスチックハンドル（ストレートナイフ）」の不具合に関してお知らせ申し上げます。

当該製品において、ハンドルへの刃の固定強度が経時変化により低下し、場合によっては刃が柄（ハンドル）から脱落する可能性があることが判明したため、対象ロット製品について回収することを決定いたしました。

つきましては当該製品の回収に向け、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。また、回収に関するご質問等がございましたら、大変お手数ではございますが弊社「メディカル商品部（03-3864-0917）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。尚、回収した当該製品につきましては刃の固定方法を変更した交換品を順次ご準備させていただきますので、何卒お早目のご対応を宜しくお願い申し上げます。

本件に関し、多大なるご迷惑とご不便をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。今後は一層の安全性確保と品質管理に努める所存でございます。

敬具

2023年8月28日

フェザー安全剃刀株式会社  
総括製造販売責任者  
三石 智

ご愛用者様各位

## ご使用中の中止（回収）と交換手続きのお願い

拝啓

日頃は弊社製品をご愛顧ご愛用賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品である「マイクロフェザープラスチックハンドル（ストレートナイフ）」の不具合に関してお知らせ申し上げます。

当該製品において、ハンドルへの刃の固定強度が経時変化により低下し、場合によっては刃が柄（ハンドル）から脱落する可能性があることが判明したため、対象ロット製品について回収することを決定いたしました。

つきましては、当該製品のご使用をただちに中止していただくと共に、大変お手数ではございますが当該製品を納入された業者様、または弊社「メディカル商品部（03-3864-0917）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。尚、回収した当該製品につきましては、刃の固定方法を変更した交換品を順次ご準備させていただきますので、何卒お早目のご対応を宜しくお願い申し上げます。



本件に関し、多大なるご迷惑とご不便をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。今後は一層の安全性確保と品質管理に努める所存でございます。

敬具




2023年8月28日

フェザー安全剃刀株式会社  
総括製造販売責任者  
三石 智

回収対象品 製品形状 ※写真はP-715



仕様変更品 製品形状 ※写真はP-715



回収製品名：マイクロフェザープラスチックハンドル（ストレートナイフ）

回収対象品番：P-700、P-715、P-722、P-730、P-745

回収対象ロット：下表の通り


品番	回収対象ロット
P-700	22050421、22070463、22070832、22070833、22080674、22080675、22090311、22100331、22100330、22110408、23010720、23030569、23050204、23070926
P-715	22050641、22050657、22061030、22061047、22070589、22071017、22071039、22081102、22081103、22090260、22090712、22100210、22101107、22110376、22111187、22120361、23010668、23010670、23020605、23020990、23030184、23031092、23031093、23040530、23041010、23050690
P-722	22060812、22080792、22100613、22110954、22120409、23010774、23010788、23040591
P-730	22050333、22070694、22070778、22070791、22121055、23011026、23030373、23050356
P-745	22061051、22070711、22100267、23010730、23040628

ロットの確認方法：

【個包装のロット表示】



【販売単位箱のロット表示】



回収に関する問合せ先：フェザー安全剃刀株式会社 メディカル商品部

TEL 03-3864-0917

回収品返送先：〒501-3753

岐阜県美濃市松森600-1

フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場

TEL 0575-33-1855

返送窓口：小森

☆料金着払いにてご返送ください