



新製品

フェザー トリミングナイフハンドル

F-80WP / F-130WP / F-260WP / F-1326WP

環境と医療従事者に安心を

フェザートリミングナイフハンドルが生まれ変わりました。
ハンドル部分に木材を51%以上配合したウッドプラスチックを採用し
パッケージも紙の使用量を削減しました。

小さなことから少しずつ。
フェザーは医療分野においても循環型社会に
貢献いたします。




ハンドルに木粉を51%以上
配合することで、石油資源の
使用を削減しています。


手になじむグリップ感

天然木材のような手になじむ質感
や肌触りを感じていただけます。

ハンドル拡大写真 ▶



表面



断面

耐薬品性の向上

- 従来※よりも有機溶剤への耐性が
向上しました。※当社従来品との比較
- オートクレーブ滅菌可能。

洗浄、消毒又は滅菌によってハンドルが退色することがありますが、ご使用上問題ありません。

今まで通りフェザーの替刃が使用できます
従来の替刃が使用でき、着脱方法にも変更はございません。

⇒



(例)トリミング替刃No.130

**新パッケージは紙使用量を
約30%削減**
F-80WP、F-130WP、F-260WPは、新様式の
パッケージに変更しました。

フェザー®トリミングナイフハンドル 製品一覧

フェザートリミングナイフハンドル



F-80WP

一般医療機器/ナイフハンドル/製造販売届出番号:21B2X10001052001

品番	材質	サイズ	JANコードナンバー
F-80WP	刃装着部/ステンレス鋼 柄部/木粉配合樹脂	挟着部/12mm幅×90mm長 柄部/23mm幅×125mm長	4 902470 076331



F-130WP

一般医療機器/ナイフハンドル/製造販売届出番号:21B2X10001052001

品番	材質	サイズ	JANコードナンバー
F-130WP	刃装着部/ステンレス鋼 柄部/木粉配合樹脂	挟着部/12mm幅×136mm長 柄部/23mm幅×125mm長	4 902470 076348



F-260WP

一般医療機器/ナイフハンドル/製造販売届出番号:21B2X10001052001

品番	材質	サイズ	JANコードナンバー
F-260WP	刃装着部/ステンレス鋼 柄部/木粉配合樹脂	挟着部/12mm幅×263mm長 柄部/23mm幅×125mm長	4 902470 076355

フェザーセーフティトリミングナイフハンドル



F-1326WP

一般医療機器/ナイフハンドル/製造販売届出番号:21B2X10001092005

品番	材質	サイズ	JANコードナンバー
F-1326WP	柄部/木粉配合樹脂 その他/ステンレス鋼	19mm厚×33mm幅×150mm長 ※ネジを含む寸法	4 902470 076362

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
———メディカル商品部———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8039
www.feather.co.jp/



ISO 13485 認証