



医療用メスで培われた、精密刃付技術の切れ味。

フェザー® 生検トレパン


管理医療機器 / 単回使用組織生検用針 / 製造販売認証番号:227AABZX00112000



安全性を配慮した
キャップ付き



転がりにくい
六角設計




1.5mm FBP-15	2mm FBP-20	3mm FBP-30	4mm FBP-40	5mm FBP-50	6mm FBP-60

■滅菌済 ■シングルユース ■1箱(20本入)


皮膚真菌症診断用検体採取器具

フェザー® スキンスクレイパー

一般医療機器 / へら / 製造販売届出番号21B2X10001181009



丸みを帯びた先端部は
肌を傷つけず安全に
使用できます。



先端がしならず、検体
採取に適した厚さです。
刃付けしていませんので
安心して使用できます。

- 無滅菌
- オートクレーブ滅菌可能
- ステンレス製

品番: No.SS-1



●本製品は改良のため予告なく
仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
メディカル商品部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8039
www.feather.co.jp/



ISO 13485 認証