




フェザー® 耳科用骨ノミ

小耳症手術における、肋軟骨を使った耳介フレームの作製を目的に設計された器具です。

オートクレーブ滅菌が可能な、医療用の軟骨細工用として開発されました。

刃にケミカルエッチングを施しているため、切れ味が鋭くスムーズに作業が行えます。



- オートクレーブ滅菌可能
- 酸化エチレンガス滅菌可能

製造販売届出番号:21B2X10001191010

| 品名 | 品番 | 刃幅 | 材質 | 全長 | 入数 | JANコードナンバー |
|------------|------|-------|--|-------|---------|-----------------|
| フェザー耳科用骨ノミ | FC-A | 3.5mm | 刃部:ステンレス 柄:ポリブチレン テレフタレート 樹脂(PBT) | 158mm | 1箱(3本入) | 4 902470 076300 |
| | FC-B | 7mm | | | | 4 902470 076317 |

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
———メディカル商品部———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040
ホームページ www.feather.co.jp/



9001:メディカル以外
13485:メディカル