



フェザー® スキンスクレイパー


皮膚真菌症診断における検体採取を目的として設計された器具です。オートクレーブ滅菌が可能なステンレス製で、衛生的に使用できます。



側面図

先端部は丸みをおびた加工を施しているため、肌を傷つけることなく安全に使用できます。

ヘラの厚さは1mm。先端がしならず、容易に採取できます。



刃部断面図

刃付け加工を施していませんので、皮膚を切る心配がありません。



(原寸大)

一般医療機器 へら / 製造販売届出番号21B2X10001181009

品名	品番	材質	全長	入数
フェザー スキンスクレイパー	No.SS-1	ステンレス鋼	140mm	1本

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
———メディカル部———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8040
ホームページ www.feather.co.jp/



9001:メディカル以外
13485:メディカル