


FEATHER<sup>®</sup>

精度と高品質 —スムーズな穿刺切開—

# フェザー<sup>®</sup>ブラッドランセット-SP


FEATHER BLOOD LANCET-SP 承認番号 22000BZX01559000 / 管理医療機器



刃先の拡大図

■フェザーブラッドランセットSPは、フェザー独自の特殊2段プレス加工により、先端の形状がさらに鋭利になり、よりシャープな切れ味で、スムーズな穿刺切開が可能です。

■ステンレス製、ガンマ線滅菌済、1枚入紙包装です。



原寸大




200枚入大箱

1枚入紙包装

1箱200枚入

突刺抵抗値比較(当社比)



※ブラッドランセット(従来品)の抵抗値を100とした場合の当社試験データによる。

切れ味抜群!

## フェザー<sup>®</sup>採血ブレード

承認番号 22000BZX01560000 / 管理医療機器

- フェザー採血ブレードは、最高品質のステンレス鋼より製造された替刃メスタイプのランセットです。
- 超精密刃付けされた鋭利な刃先は、穿刺部の抵抗が少なく、患者さんの痛みを軽減します。
- サイドポイントの形状は、採血時の穿刺部位の確認が容易で、安心してご使用出来ます。
- ステンレス製、ガンマ線滅菌済、1枚入アルミ箔包装です。



●100枚入大箱 ●1枚入アルミ箔包装

原寸大



1箱100枚入

使い易い、レギュラータイプ

## フェザー<sup>®</sup>ブラッドランセット

承認番号 22000BZX01559000 / 管理医療機器

- ポイントがシャープです。
- 針先がU状なので採血がスムーズです。
- ステンレス製、ガンマ線滅菌済、1枚入紙包装です。



●200枚入大箱 ●1枚入紙包装

原寸大




1箱200枚入

採血用に替刃メスNO.11もご使用いただけます。

フェザー替刃メス  
認証番号 218AABZX00123000 / 管理医療機器

1箱100枚入



原寸大

- 鋭利な刃先が、痛みを感じることなく採血します。
- アルミ箔完全密封ガンマ線滅菌済です。

刃先は鋭利に刃付けされておりますので、幼児など敏感な人に安心してご利用いただけます。

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社  
———メディカル部———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号  
TEL. 03-3864-0917 FAX. 03-3862-8040

ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メディカル以外  
13485:メディカル

対象事業所:製造部門

