



フェザー®替刃メス No.350 / No.391

No.350


微細な切開を可能にする刃先形状

幅 2.0mm

No.391

より安全な切開と高い操作性を実現

No.390に対して、全長は3mm長く、刃付部の長さは約半分的设计です。



フェザー替刃メス No.350 / No.391は、狭い領域で微細な切開が可能な小型替刃メスです。従来のフェザー替刃メスハンドルに装着してご使用いただけます。

フェザー替刃メスハンドルに装着して使用できます。

適用ハンドル



管理医療機器 / 単回使用メス用刃 / 製造販売認証番号: 218AABZX00123000

品番 / 形状	刃厚	入数	JANコードナンバー
No.350 	0.38mm 両面刃付	1箱 (10枚入)	 4 902470 148700
No.391 	0.38mm 片面刃付	1箱 (10枚入)	 4 902470 148694

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
メディカル部

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL. 03-3864-0917 FAX. 03-3862-8040
ホームページ www.feather.co.jp/



9 012 470 148694