


# 扁桃刀替刃〈K-40〉

扁桃刀替刃〈K-40〉は、口蓋扁桃摘出術での操作性に配慮したカーブ形状のメスです。粘膜切開に適した刃先形状と優れた切れ味により術者の切開操作をサポートします。



※イラストはイメージ図です。



- 刃厚0.6mm
- 替刃式なので常にシャープな切れ味が得られます
- 刃先は操作性に優れた両面刃付け


〈替刃〉滅菌済／シングルユース

〈フェザー耳鼻咽喉用替刃メス〉製造販売認証番号:219AABZX00269000／管理医療機器

品番	形状(原寸大)	販売単位	JANコードナンバー
K-40		1箱(5コ入)	4 902470 149356

〈ハンドル〉

〈フェザー微細手術用替刃メスハンドル〉製造販売届出番号:21B2X10001062004／一般医療機器



品番	販売単位	JANコードナンバー
NF-150S	1本 / (ケース入)	4 902470 067087
NF-175S		4 902470 067094

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社  
— メディカル商品部 —

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号  
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8039  
www.feather.co.jp/



ISO 13485 認証