





フェザー® 微細手術用替刃メス

K-5530

微細手術用替刃メスK-5530は、
関節鏡下手根管手術において
スムーズに靱帯を切開するために
開発されたフック状のメスです。
コンパクトな形状は、低侵襲手術に有用です。






※イラストはイメージ図です。

滅菌済／シングルユース

(フェザー微細手術用替刃メス) 管理医療機器/単回使用メス用刃/製造販売認証番号:219AABZX00133000




品番	形状	販売単位	JANコードナンバー	使用例
K-5530		1箱(5コ入)	 4 902470 149295	関節鏡下 手根管手術

専用ハンドル(微細手術用替刃メスハンドル)





使用例

刃部を靱帯の末梢部に当て、
中枢側に引き靱帯を切開します。



スムーズな挿入感が得られる
ラウンド形状。



切開時に組織を傷付けないよう、
先端には刃を付けていません。

※イラストはイメージ図です。

●本製品は改良のため予告なく
仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
——— メディカル商品部 ———

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL.03-3864-0917 FAX.03-3862-8039
www.feather.co.jp/



ISO 13485 認証